

Reostat 3,3 Ω , 9,5 A
Obj. číslo 200.4034



1. Technické údaje


- $R=3,3 \Omega$
- $I=9,5 \text{ A}$ (trvalý proud)
- $I=12 \text{ A}$ ($t < 15 \text{ min.}$)
- $I=15 \text{ A}$ ($t < 4 \text{ min.}$)

2. Popis přístroje

2.1 Účel

Cívkové reostaty se používají k regulaci proudu a napětí, a to jak stejnosměrného, tak střídavého ve elektrotechnice a ve výuce. Lze je použít jako i jako potenciometry.

2.2 Vzhled



2.3 Popis

1. Rukojeti
2. Ochranná mřížka
3. Jezdec
4. Vinutý odpor
5. Zdíčka jezdce
6. Zdíčky proměnného odporu
7. Zdíčka uzemnění

3. Použití přístroje


3.1 Princip přístroje

Jezdec lze posouvat z jednoho konve ohmického odporu na druhý (odpor navinutá na válci). V závislosti od polohy jezdce se mění odpor mezi zdíčkami reostatu. Při zapojení této části vodiče do elektrického obvodu se mění síla elektrického proudu v obvodu.


3.2 Používání

Reostat je zapojen do elektrického obvodu. Zapojení se provádí na zdíčku jezdce (3) a jednu ze zdíček proměnného odporu (6). Ke změně odporu dochází přemísťováním jezdce po kolejnici.

Příklady zapojení:



Potenciometrické zapojení



3.3 Obecné technické údaje

Odpor: $\pm 10\%$ nominální hodnoty
 Přípustné zatížení (viz následující tabulka)
 Maximální přípustné napětí: 600 V
 Napětí zkratu na kostře > 2500 V střídavého napětí
 Izolace mezi výstupy a uzemněním: $3 \times 10^9 \Omega$
 Odpor uzemnění: $< 0,1 \Omega$
 Stupeň ochrany IP 20
 Sestrojeno ve shodě s normou EN 61010-1
 Rozměry: 446 mm x 93 mm x 150 mm
 Hmotnost: od 3,3 kg do 3,9 kg v závislosti od modelu.

3.4 Specifické technické údaje

Odpor v Ω	Síla proudu A	Po dobu 15 min A	Po dobu 4 min A
3,3	9,5	12	15