

Korkový prášek 10 g

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 23.12.2024/DE1

Objednací číslo: 1005022



na stránku s
pomůckou

175,68 Kč s DPH

Jako náhrada Kundtovy trubice nebo k demonstraci šíření oleje po hladině vody.

Hmotnost:

10 g

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspenger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk