

Brýle - podmíněný reflex

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 22.07.2024/DE1

Objednací číslo: 1044151



na stránku s
pomůckou

1.641,60 Kč s DPH

Stupeň:

2. stupeň ZŠ

Tyto „brýle“ demonstrují jednoduchým způsobem vznik podmíněného reflexu. Při fouknutí vzduchu do brýlí se oční víčka reflexivně zavřou. Zkombinujeme-li fouknutí s akustickým signálem (písknutí píšťalky), po několika opakování vyvolá zavření víček již samotné písknutí píšťalky. Pokud k "planému poplachu" dochází příliš často, reflex se vytratí (extinkce). Podmíněný reflex objevil při pokusech na psech ruský badatel Pavlov.

Uvedené pokusy probíhají rychle. Trysky uvnitř brýlí se nastaví podle mezioční vzdálenosti pokusné osoby. Kolíčkem pro uzavření trysky můžete pokus provést také jen na jedné straně. Dodáváme s píšťalkou a návodem.

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspenger, www.conatex.cz

SÍDLA SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER