


Studium tepelného proudění

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 03.07.2024/DE1

Objednací číslo: 1102036



na stránku s
pomůckou

745,92 Kč s DPH

Trubice z borosilikátového skla umožňuje studium proudění tepla - po naplnění studenou vodou se rameno trubice přidrží nad zdrojem tepla. Během ohřevu se doplní barvivo.

Rozměry:

výška 120 mm,

Ø trubice 20 mm,

Ø ramene 9 mm

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676

E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko

Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138

E-mail: info@conatex.sk