

Mikroskop BA310E s integrovanou kamerou Moticam 1080 INT

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 03.07.2024/DE1

Objednací číslo: 1133053



k video pomůcky

80.582,40 Kč s DPH

Zvětšení:

40x/100x/400x/1000x

Vysoce kvalitní mikroskop s celoskleněnou optikou a kovovými převody.

Řada BA310 je navržena pro každodenní použití na univerzitách, klinikách, v laboratořích i mnoha dalších biologických nebo lékařských aplikacích vyžadujících vysokou optickou kvalitu.

Přístroj zajistí maximální kvalitu osvětlení i u těch nejnáročnějších vzorků. Další kontrastní metody, jako fázový kontrast, polarizace a tmavé pole, stejně jako integrovaná kamera zajistí dlouhodobou funkčnost i pro ty nejnáročnější uživatele.

Technické údaje:

Mikroskop:

- * Integrovaná kamera HDMI a výstup USB
- * Výstup HDMI 1080 / USB 1280x960
- * Širokoúhlý okulár 10x (FN 18)
- * Achromatické objektivy DIN 4x, 10x, 40x (S)
- * Koaxiální mechanický stůl
- * Soustředné knoflíky jemného a hrubého zaostření
- * Zaostřovací kondenzor Abbe 1,25 NA.
- * Dobíjecí LED osvětlení se stmívačem
- * Motic Images Plus 2.0-Software

Kamera:

- * 1/2,8" CMOS čip

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER

Mikroskop BA310E s integrovanou kamerou Moticam 1080 INT

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 03.07.2024/DE1

Objednací číslo: 1133053

- * 2,0 MP (1920x1080 pixelů) s výstupem HDMI a SD kartou
- * Zaostřovací 12 mm makročočka
- * Zaostřovací makroobjektiv: 12 mm
- * 2 adaptéry okuláru (proměnná velikost)
- * Makrotubus (pro pozorování velkých objektů)
- * Rozhraní: HDMI (1080p), SD karta (max. 32 GB), USB2.0, analogové video (AV)
- * Software Motic Images Plus 3.0 pro Windows, OSX a Linux
- * USB, S-Video a RCA kabel
- * Kalibrační podložní sklíčko (4bodové)
- * Operační systém: Windows, OSX a Linux
- * Napájení 100-240 V (CE)

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk