

## Digitální manometr

Nezávazná informace o pomůcce od [www.conatex.cz](http://www.conatex.cz) ke dni 30.07.2024/DE1

Objednací číslo: 1134140



na stránku s  
pomůckou

3.542,40 Kč s DPH

Vysoce přesný, mikroprocesorem řízený měřicí přístroj pro stanovení tlakových rozdílů, s jedním podsvíceným multifunkčním displejem. USB rozhraní a dodaný software slouží pro zaprotokolování naměřených hodnot po delší časová období.

Technické údaje:

Vypínatelná funkce Auto-Power-Off, Data-Hold

Rozsahy měření:

mbar: 0.0 - 344 mbar, 0.1 mbar

bar: 0.000 - 0.344 bar, 0.001 bar

in H<sub>2</sub>O: 0.0 - 138.3 in H<sub>2</sub>O, 0.1 in H<sub>2</sub>O

Pa: 0 - 34400 Pa, 1 Pa

kPa: 0.00 - 34.40 kPa, 0.01 kPa

inHg: 0.000 - 10.158 inHg, 0.001 inHg

mmHg: 0.0 - 258.5 mmHg, 0.1 mmHg

oz/in<sup>2</sup>: 0.00 - 80.00 oz/in<sup>2</sup>, 0.01 oz/in<sup>2</sup>

ftH<sub>2</sub>O: 0.00 - 11.50 ftH<sub>2</sub>O, 0.01 ftH<sub>2</sub>O

cmH<sub>2</sub>O: 0.0 - 350.8 cmH<sub>2</sub>O, 0.1 cmH<sub>2</sub>O

kg/cm<sup>2</sup>: 0.000 - 0.351 kg/cm<sup>2</sup>, 0.001 kg/cm<sup>2</sup>

PSI: 0.000 - 5.000 psi, 0.001 psi

Rozměry:

75 mm x 203 mm x 50 mm (š x v x h)

Hmotnost:

### CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatel: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, [www.conatex.cz](http://www.conatex.cz)

#### SÍDLA SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika  
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676  
E-mail: [info@conatex.cz](mailto:info@conatex.cz)

#### PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko  
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138  
E-mail: [info@conatex.sk](mailto:info@conatex.sk)

## Digitální manometr

Nezávazná informace o pomůcce od [www.conatex.cz](http://www.conatex.cz) ke dni 30.07.2024/DE1

Objednací číslo: 1134140

280 g

Rozsah dodávky:

Tlakoměr, kufřík, kabel USB rozhraní, připojovací hadice, síťový adaptér AC, software pro Windows 2000/XP/VISTA/7, blokovaná baterie 9V a návod k obsluze.

**CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887  
Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, [www.conatex.cz](http://www.conatex.cz)

**SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika  
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676  
E-mail: [info@conatex.cz](mailto:info@conatex.cz)

**PREDAJNÁ KANCELÁRIA**

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko  
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138  
E-mail: [info@conatex.sk](mailto:info@conatex.sk)