


Oerstedův pokus se 2 magnetickými jehlami

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 03.07.2024/DE1

Objednací číslo: 1152024



na stránku s
pomůckou

2.442,24 Kč s DPH

Velký model, ideální pro čelní výuku

LabGear® kvalita

Pro demonstraci vychýlení magnetické stříelky v poli vytvořeném elektrickým proudem. Pomocí 2. magnetické stříelky můžete předvést, jak se magnetické pole chová v uzavřené cívce. Kompletní sada s magnetickými stříelkami na stabilní plastové desce. Max. proud 5 A.

Rozměry:

Držák 300 x 150 mm

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER