

Berleseův přístroj

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 03.07.2024/DE1

Objednací číslo: 1168997



na stránku s
pomůckou

3.283,20 Kč s DPH

Pro sběr malých organismů z půdních vzorků. Mikro-členovci (např. malý hmyz, stejnonožci) se spolu s mikroorganismy podílejí na přeměně a rozmělnění orní vrstvy půdy (např. napadaných listů) nebo její přeměny na humus.

Použití: vzorek půdy se umístí do trychtýře aparatury, jejíž dno tvoří kovové sítko a nad níž je upevněno světlo. Světlo a rostoucí teplota nutí živočichy uniknout přes sítko, takže se přes trychtýř dostanou do sběrné nádoby a poté je lze prohlédnout mikroskopem nebo binokulární lupou.

Rozsah dodávky:

Kompletní přístroj se stojanem

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatel: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER