


Kamera CMEX Explorer 5 USB 5,1 MP

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 20.01.2025/DE1

Objednací číslo: 1223028



na stránku s
pomůckou

3.571,20 Kč s DPH

Kamery CMEX v kombinaci se softwarem ImageFocus nabízejí dokonalé řešení pro moderní digitální mikroskopii. Malá a praktická kamera CMEX Explorer 5 s rozlišením 5,1 MP nabízí dobré rozlišení pro začátečníky i pokročilé. Je vhodná pro mikroskopy s procházejícím světlem a stereomikroskopy. Kamera s vysoce citlivým snímačem je vhodná pro klasickou mikroskopii, mikroskopii v tmavém poli i mikroskopii s fázovým kontrastem. Objektiv lze nasadit na jakýkoli standardní binokulární nebo trinokulární tubus o průměru 23,2 mm a také binokulární lupu s průměrem tubusu 30,0 a 30,5 mm (adaptér je součástí dodávky).

Pomocí kabelu OTG (není součástí dodávky) lze fotoaparát připojit také k tabletům a chytrým telefonům se systémem Android.

Technické údaje:

- * 1/2,8" CMOS čip
- * 5,1 megapixelu
- * Rozlišení 2592 × 1944 Pixel
- * Až 26 snímků za sekundu
- * Citlivost: > 555 mV/Lux/s @550nm
- * Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 (480 Mbit/s)
- * Fotoaparát s vysokou citlivostí vhodný pro světlé i tmavé pole, fázový kontrast tmavé pole, fázový kontrast. Vhodný pro standardní 23,2 mm tubus.
- * Systémové požadavky: Windows 7/8/10/11 (32 a 64 bitů)

Rozsah dodávky:

Kamera CMEX Explorer 5, kabel USB 2.0, adaptéry pro průměr okuláru 30- a 30,5-mm, software ImageFocus Explorer.

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887
Jednatel: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLA SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk