

## Model dírkové komory

Nezávazná informace o pomůcce od [www.conatex.cz](http://www.conatex.cz) ke dni 27.09.2024/DE1

Objednací číslo: 1232105



na stránku s  
pomůckou

904,32 Kč s DPH

Dírková komora se skládá ze dvou dřevěných krabiček. Menší krabička zapadá do větší krabičky, která má na konci naproti otvoru pro malou krabičku kulatou kovovou destičku s otvory různých průměrů. Jeden konec malé krabičky je otevřený pro pohled, druhý je ve velké krabičce, která je opatřena broušeným skleněným kotoučem. Na malé krabičce je stupnice, která uživateli umožňuje určit vzdálenost mezi velkou a malou krabičkou při prohlížení předmětů. Do krabičky vstupuje 7 otvorů o různých průměrech, které umožňují průchod světla.

Obraz získáte, pokud se podíváte do malé krabičky a namíříte druhý konec krabičky na jasný zdroj světla s předmětem mezi vámi a světlem. Pohybujte větší krabičkou dovnitř a ven a pozorujte změnu obrazu.

Rozměry:

177 x 127 x 127 mm

**CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatel: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspenger, [www.conatex.cz](http://www.conatex.cz)

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika  
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676  
E-mail: [info@conatex.cz](mailto:info@conatex.cz)

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko  
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138  
E-mail: [info@conatex.sk](mailto:info@conatex.sk)

**didacta**  
Verband der Bildungswirtschaft  
**worlddidac**  
MEMBER