

Lidská kostra s funkčními klouby

Kat. číslo 201.5018



Doporučená poloha

Demonstrace ohebnosti páteře

Kostru je třeba běžně mít v zavěšené poloze:

- Do podstavce s kolečky zašroubujte zalomenou tyč a na ní nasuňte zahnutou tyč se žlábkem. Po zavěšení kostry přišroubujte nohy které jsou dodávány oddělené.

Kostra umožňuje demonstraci ohebnosti páteře:

- Do podstavce s kolečky zašroubujte rovnou tyč a kostru na ní nasadíte. Kostru opřete do rohu. Při demonstraci ohebnosti se doporučuje kostru přidržovat rukama.

Kolečka slouží jako pomoc při manipulaci kostry. Při přemísťování kostru dobře přidržujte, aby nedošlo k jejímu převržení.